

AipPure 多糖多酚植物 RNA 提取试剂(溶液型)

AipPure Polysaccharide Polyphenols Plant RNA Extraction Reagent(Solution Type)

使用说明书

◆目录号: RE212

目录编号	包装单位
RE212-01	20mL
RE212-02	100mL

◆适用范围: 适用于富含多糖、多酚植物总 RNA 抽提。

◆产品储存: 室温运输, 4°C保存, 有效期 12 个月。

◆产品介绍: AipEasy 试剂可从植物组织, 特别是富含多酚或淀粉的植物组织中(如马铃薯块茎、白松松针或嫩苗、西红柿叶等), 提取高纯度的总 RNA。每 100mL 可处理 100mg 组织 200 次, 处理 5g 组织 4 次。

◆操作方法:

制备试剂: 液氮, 研钵, RNase-free 离心管, 5M NaCl, 氯仿, 异丙醇, 75%乙醇, RNase-free 水。

样品处理:

- 先将 RNase-free 离心管置于干冰中再放入研磨好的冷冻的组织样品。
- 准备新鲜植物组织, 在液氮中研磨成粉状, 如果是干种子, 可在室温研磨。
- 处理过的植物材料应一直保持置于-70°C冷冻保存, 直至加入提取试剂并悬浮。

1. **小量提取操作步骤:** (样品<0.1g, 使用小规模提取方法)

- 取不多于 0.1 克冷冻的研磨过的植物组织, 加 0.5mL 提取试剂(4°C), 振荡至彻底混匀。
- 室温放置 5 分钟。注意: 平放离心管, 使表面积最大。
- 室温 12,000rpm 离心 1 分钟, 上清转入新的 RNase-free 离心管。
- 加 0.1mL 5M NaCl, 温和混匀。再加 0.3mL 氯仿, 上下颠倒混匀。
- 4°C 12,000rpm 离心 10 分钟, 取上层水相转入新的 RNase-free 离心管。

注: 如果提取富含多糖多酚的植物, 可以加入 0.3mL 氯仿再抽提一遍。

- 加与所得水相等体积的异丙醇, 混匀, 室温放置 10 分钟。
- 4°C 12,000rpm 离心 10 分钟。弃掉上清, 注意不要倒出沉淀。加 1mL 75%乙

醇。(沉淀可能很难看见, 应小心操作。)

- 8) 4°C 5,000rpm 离心 3 分钟。倒出液体, 注意不要倒出沉淀。剩余的少量液体可再次离心收集, 然后用枪头吸出, 室温晾干 2-3 分钟。
- 9) 加 50 μ L RNase-free 水, 反复吹打混匀以充分溶解 RNA。如有絮状物, 可室温 12,000rpm 离心 1 分钟, 取上清转入干净的 RNase-free 离心管中。-70°C 保存。

2. **大量提取操作步骤:** (样品>0.1g 到 5g, 使用大量提取方法)

- 1) 每 1 克冷冻的研磨过的植物组织, 加 5mL 试剂, 振荡至彻底混匀。
- 2) 室温放置 5 分钟。注意: 平放离心管, 使表面积最大。
- 3) 4°C 10,000rpm 离心 1 分钟, 上清转入新的 RNase-free 离心管。每 10mL 上清加 2mL 5M NaCl, 混匀。
- 4) 每 10mL 上清加 6mL 氯仿, 上下颠倒混匀。
- 5) 4°C 10,000rpm 离心 15 分钟, 取上层水相转入新的 RNase-free 离心管。

注: 如果提取富含多糖多酚的植物, 可以加入 6mL 氯仿再抽提一遍。

- 6) 测量所得水相体积, 加 0.9 倍体积异丙醇, 混匀, 室温放置 10 分钟。
- 7) 4°C 10,000rpm 离心 15 分钟。弃掉上清, 注意不要倒出沉淀。加 5-10mL 75% 乙醇。
- 8) 4°C 5,000rpm 离心 5 分钟。小心倒出液体, 注意不要倒出沉淀。剩余的少量液体可再次离心收集, 然后用枪头吸出弃掉, 室温晾干 3-5 分钟。
- 9) 根据沉淀大小加 RNase-free 水, 反复吹打混匀充分溶解 RNA(如每 1g 叶片可加 200 μ L 水)。如有絮状物, 可室温 12,000rpm 离心 1 分钟, 取上清转入干净的 RNase-free 离心管中, -70°C 保存。

◆问题与解决方法:

问题	评论与建议
RNA 得率低	<ul style="list-style-type: none"> * 样品研磨不充分-建议: 将样品充分研磨成粉末。 * 样品未与试剂充分混合-建议: 充分振荡, 彻底混合样品。 * 样品 RNA 含量少 - 建议: 每 mL 提取液加 1μL Glycogen(20μg/μL)有助 RNA 沉淀。 * 尼龙膜堵塞-建议: 可使用纱布过滤。
RNA 降解	<ul style="list-style-type: none"> * 样品储存方法不当-建议: 样品收集后或需长期保存时应置于-70°C。 * 加入试剂前样品已解冻-建议: 样品应一直保持-70°C直至加入试剂并悬浮。
A260/A280 比率低	<ul style="list-style-type: none"> * RNA 溶于水-建议: 将 RNA 溶于 10mM Tris-HCl(pH7.5) 进行紫外检测。

废弃物有异味

* 本试剂中含 β -巯基乙醇-**建议:** 废弃物用水稀释, 加几毫升 3% 双氧水, 过夜, 用碳酸氢钠调 pH 降低酸性。

