

# 6× DNA 上样缓冲液

## 6× DNA Loading Buffer

### 使用说明书

包装量:

目录编号	包装单位
P406-01	1mL
P406-02	5*1mL

**产品储存:** 室温保存和运输, 保质期12个月。

**产品简介:**

6×DNA 上样缓冲液(6× DNA Loading Buffer)是一种经过适当改良的常规的六倍浓缩的DNA 上样缓冲液。本上样缓冲液以溴酚蓝为指示剂, 稀释至 1×后比重仍然较大, 上样时极易下沉, 且颜色清晰可见。

本 DNA 上样缓冲液经过升级改良, 可以室温长期保存。

**使用说明:** 在5μL的待测样品中加入1μL的本制品, 混匀后上样, 进行琼脂糖凝胶电泳实验。

**注意事项:**

1. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
2. 本产品仅供科研使用, 严禁用于临床诊断和药物等。

=====



扫码关注我们