

# 定影液

Fixing Solution

## 使用说明书

版本号: 231103

货号及规格:

目录编号	包装规格
P426-01	250mL

**储存条件:** 室温运输和避光保存, 保质期一年。

**产品说明:** 本产品用于 Western、Northern、Southern 等实验中感光后的胶片显影, 需和显影液(P425)配套使用, 也可以作为显影定影试剂盒(货号: P424)的补充试剂。

**使用方法(仅供参考):**

1. 在暗室中, 将曝光后的胶片完全浸没在显影液中, 25℃时, 显影 1-5 min, 具体时间可根据显影情况调整。
2. 除去显影液, 将显影后的胶片用水冲洗干净。
3. 将胶片置于定影液中, 25℃时, 定影 1-5 min。
4. 取出胶片用水清洗, 除去残余试剂。将胶片晾干, 存档备用。

**注意事项:**

1. 本试剂可反复回收使用。使用过程中显影液、定影液需用不同的容器, 防止显影液、定影液相互污染。
2. 如果胶片发灰, 很可能是胶片已经曝光, 建议使用暗室专用红灯。
3. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套和口罩操作。
4. 本产品仅限专业人士的科研使用, 严禁用于临床诊断和药物等用途。

=====



扫码关注我们