



UltraPure Distilled Water (DNase, RNase, free)

#AQ701-50ml
& 100ml

产品简介

UltraPure Distilled Water (DNase/RNase-Free) 设计用于所有分子生物学应用。通过0.1 μm 膜过滤，以及 DNase 和 RNase 活性测试。

本产品不是DEPC-Treated，不含DEPC。

性能和质量测试：

未检测到 DNase、RNase 或蛋白酶活性。

储存条件

室温保存有效期24个月，如需保存更长时间请放4 $^{\circ}\text{C}$ 储存。

注意事项

1. 该产品仅限用于科学研究。
2. 若每次的使用量较小，可以适当分装后使用。使用时必须戴一次性手套，以防手上的 RNase 污染。

