

# 5× Tris-甘氨酸-SDS 电泳缓冲液

## 5× Tris-Glycine-SDS Running Buffer

### 使用说明书

版本号: 240120

货号及规格:

目录编号	包装单位
P408-01	500mL

**产品储存:** 常温运输和保存, 保质期 12 个月。

**制品说明:** 5×Tris-甘氨酸电泳缓冲液是用于蛋白变性聚丙烯酰胺凝胶电泳实验 (SDS-PAGE) 中的缓冲试剂。本产品按常规方法配制而成, 为 5×浓缩液, 便于储存、操作简便。

**制品说明:**

Tris-base	125 mM
甘氨酸	1.25 M
SDS	0.5 %

**使用方法:** 本产品为 5×浓缩液, 临用前稀释成 1×工作浓度: 取 100ml 的 5×Tris-甘氨酸电泳缓冲液, 加入蒸馏水或去离子水定容至 500 ml 混匀。

**注意事项:**

1. 本产品为高倍浓缩液, 环境温度较低时可能会有结晶析出, 可加热助溶, 待溶解完全后再进行稀释使用; 密封保存, 防止污染。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
3. 本产品仅供科研用途, 严禁用于临床诊断和药物等用途。

=====



扫码关注我们