

# Tris-甘氨酸电泳缓冲液(10×)

Tris-Glycine Running Buffer(10×)

## 使用说明书

版本号: 231103

货号及规格:

目录编号	包装规格
P452-01	500mL

**储存条件:** 室温保存和运输, 保质期 12 个月。

**产品简介:** Tris-甘氨酸电泳缓冲液(10×)为非变性聚丙烯酰胺连续电泳缓冲液(10×), 由 Tris、甘氨酸组成, 不含变性剂 SDS, 用于非变性条件下的单向凝胶电泳, 使用时需用蒸馏水或去离子水稀释 10 倍后即可使用。

**使用说明:** 本产品为 10×Tris-甘氨酸电泳缓冲液, 使用时需用蒸馏水或去离子水稀释为 1×Tris-甘氨酸电泳缓冲液后使用, 例如配制 1L 1×Tris-甘氨酸电泳缓冲液, 取 100mL 10×Tris-甘氨酸电泳缓冲液加入 900mL 去离子水充分混匀即可。

### 注意事项:

1. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
2. 本制品仅供科研使用, 严禁用于临床诊断和药物等用途。

=====



扫码关注我们